

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Tap2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q03519

Numero articolo: CM0007292



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro TAP2 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce crociatamente con il topo. Riconosce TAP2 endogeno a 76 kDa. Ideale per studi sull'elaborazione degli antigeni e sulla presentazione tramite MHC di classe I.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TAP2 Rabbit mAb
Note/alias	APT2; PSF2; ABC18; ABCB3; PSF-2; RING11; D6S217E; TAP2
Specie	Umano
GeneID (umano)	6891
GeneID	6891
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 450-686 di TAP2 umano (NP_001276972.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q03519
Peso della proteina	76 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante