

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tapbp Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15533

Numero articolo: CM0021354



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la tapasin umana (TAPBP) per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto; ideale per studiare l'assemblaggio delle MHC di classe I e il caricamento dei peptidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TAPBP Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	TPN; TAPA; TPSN; NGS17; TAPBP
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	6892
ID gene	6892
Immunogeno	Proteina ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-260 della TAPBP umana (NP_757345.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazioni	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O15533
Peso proteico	48 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio