

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Tapp1 Per Wb, Elisa - Q9Hb21

Numero articolo: CM0002981



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante ad alta specificità mirato all'umano TAPP1 (PLEKHA1/TAPP-1). Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dei fosfoinositidi e sul traffico di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio TAPP1
Note/Alias	TAPP1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	59338
ID Gene	59338
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 300-404 dell'umano TAPP1 (Q9HB21).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9HB21
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio