

Anti-Tarbp1 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - Q13395

Numero articolo: CM0020720



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato al TARBP1 umano (TRP-185), validato per WB ed ELISA. Essenziale per lo studio della metilazione del tRNA, del legame con l'RNA TAR dell'HIV-1 e delle vie correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TARBP1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	TRM3; TRMT3; TRP185; TRP-185; TARBP1
Specie	Umano
GeneID (umano)	6894
GeneID	6894
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1322-1621 del TARBP1 umano (NP_005637.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q13395
Peso Proteico	182kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio