

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Tarbp2 Per Wb, If, Ihc, Elisa - Q15633

Numero articolo: CM0011642



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-TARBP2 convalidato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Essenziale per la ricerca sulla processazione dei miRNA, la replicazione dell'HIV e l'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TARBP2 Rabbit mAb
Note / Alias	LOQS; TRBP; TRBP1; TRBP2; TARBP2
Specie	Umana
ID gene (Umano)	6895
ID gene	6895
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 di TARBP2 umano (Q15633).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15633
Peso proteico	39 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio