

Anticorpo Policlonale Anti-Tars Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26639

Numero articolo: CM0026689



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la TARS umana (ThrRS). Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reattività crociata con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla sintesi proteica e sulle aminoacil-tRNA sintetasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TARS Rabbit pAb
Note/Alias	TARS; TTD7; ThrRS
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	6897
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-230 della TARS umana (NP_689508.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P26639
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio