

Anticorpo Policlonale Anti-Tars2 Per Wb, Elisa - Q9Bw92

Numero articolo: CM0017014

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting TARS2 umano, la treonina-tRNA ligasi mitocondriale. Validato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per studi sulla traduzione mitocondriale e sulle malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TARS2 Rabbit pAb
Note / Alias	thrRS; TARSL1; COXPD21; TARS2
Specie	Uomo
ID gene	80222
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-400 del TARS2 umano (NP_079426.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9BW92
Peso proteico	81 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio