

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tarsl2 Per Wb Ed Elisa - A2Rtx5

Numero articolo: CM0020135

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TARSL2 validato per applicazioni WB ed ELISA. Rileva TARSL2 umano, murino e di ratto (ThrRS-L), una ligasi citoplasmatica treonina--tRNA coinvolta nella biosintesi proteica. Adatto alla ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TARSL2 Rabbit pAb
Note/Alias	TARSL2; ThrRS-L
Specie	Umano
GenelD (umano)	123283
GenelD	123283
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-170 di TARSL2 umano (NP_689547.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	A2RTX5
Peso della proteina	93kDa
Spedizione	Borsa refrigerante