

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tas1R1 Per Wb E Elisa - Q7Rtx1

Numero articolo: CM0014599

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia TAS1R1 umano (GPR70), adatto per Western blot e ELISA. Rileva il recettore del gusto umami in uomo, topo e ratto. Ideale per studi sulla trasduzione sensoriale e sui GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TAS1R1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	TR1, T1R1, GM148, GPR70, TAS1R1
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	80835
GenelD	80835
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 330-567 di TAS1R1 umano (NP_619642.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q7RTX1
Peso proteico	93 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio