

Anti-Tas1R2 Coniglio Policlonale Anticorpo Per Wb E Elisa - Q8Te23

Numero articolo: CM0023881



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TAS1R2 umano (recettore del gusto dolce T1R2), validato per Western blot e ELISA. Supporta studi sul gusto e sulla trasduzione sensoriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TAS1R2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	TR2; T1R2; GPR71; TAS1R2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	80834
Gene ID	80834
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q8TE23
Peso Proteico	95kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio