

Anticorpo Policlonale Anti-Tas1R3 Per Wb, Elisa - Q7Rtx0

Numero articolo: CM0016088



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TAS1R3 umano, adatto per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per ricerche sui recettori del gusto e studi sulla segnalazione del gusto umami e dolce.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TAS1R3 Rabbit pAb
Note/Alias	T1R3; TAS1R3
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	83756
ID Gene	83756
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 400-570 di TAS1R3 umano (NP_689414.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q7RTX0
Peso Proteico	93kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio