

Anticorpo Policlonale Anti-Tas2R10 Per Wb, Elisa - Q9Nyw0

Numero articolo: CM0017847

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il recettore umano del gusto TAS2R10 (TRB2/T2R10). Validato per WB ed ELISA, con cross-reattività verso topo e ratto. Per la ricerca sulla percezione del gusto amaro e sulla segnalazione della gustducina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TAS2R10 Rabbit pAb
Note/alias	TRB2; T2R10; TAS2R10
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	50839
ID del gene	50839
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di TAS2R10 umano (NP_076410.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Topo, ratto
SWISS	Q9NYW0
Peso della proteina	35 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante