

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tas2R38 Per Wb, Elisa - P59533

Numero articolo: CM0016517

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TAS2R38 umano, un recettore del gusto amaro. Adatto per WB ed ELISA, con reattività crociata verso il ratto. Ideale per lo studio della percezione del gusto amaro e delle vie di segnalazione dei GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TAS2R38 Rabbit pAb
Note/Alias	PTC, T2R38, T2R61, TH1OT, TAS2R38
Specie	Uomo
GeneID (umano)	5726
GeneID	5726
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-250 di TAS2R38 umano (NP_789787.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	P59533
Peso della proteina	38 kDa
Spedizione	Imballaggio refrigerante