


Anticorpo Monoclonale Anti-Tasl Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hai6

Numero articolo: CM0012381



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-TASL validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Bersaglia il TASL umano (CXorf21; 34 kDa), un adattatore lisosomiale nella segnalazione immunitaria innata TLR7/8/9-IRF5. Adatto per la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	mAb di coniglio anti-TASL
Note/Alias	CXorf21
Specie	Umano
GeneID (Umano)	80231
GeneID	80231
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 211-301 del TASL umano (NP_079435.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9HAI6
Peso Proteico	34 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio