


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tasl Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hai6

Numero articolo: CM0024695



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TASL umano (CXorf21), validato per Western blot, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Adatto per la ricerca sull'immunità innata e la segnalazione TLR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TASL Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CXorf21; TASL
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	80231
GeneID	80231
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 96-196 di TASL umano (NP_079435.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9HAI6
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio