

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tat Per Wb, Ihc-P, Elisa - P17735

Numero articolo: CM0025313



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro TAT umano (tirosina aminotransferasi), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. 50kDa. Ideale per studi sul metabolismo della tirosina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TAT Rabbit pAb
Note/Alias	TAT
Specie	Umano
GeneID (umano)	6898
GeneID	6898
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 del TAT umano (NP_000344.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17735
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio