


Anticorpo Policlonale Anti-Tatdn1 Per Wb Ed Elisa - Q6P1N9

Numero articolo: CM0016942



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TATDN1 umano, una deossiribonucleasi nucleare con attività esonucleasica/endonucleasica. Validato per WB, ELISA. Utile per la ricerca sulla riparazione del DNA e sulla segregazione cromosomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TATDN1 Rabbit pAb
Note/Alias	CDA11; TATDN1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	83940
GeneID	83940
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-297 di TATDN1 umano (NP_114415.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q6P1N9
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio