

Anticorpo Monoclonale Anti-Tau Per Wb - P10636

Numero articolo: CM0006279



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la Tau umana (MAPT, 79 kDa). Validato per WB, IP, IF, IHC-P ed ELISA, con reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla malattia di Alzheimer e sulla neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Tau Rabbit mAb
Note/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Tau
Specie	Umana
GeneID	4137
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della MAPT umana (NM_005910.6)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, topo, ratto
SWISS	P10636
Peso della proteina	79 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico