

Anticorpo Policlonale Anti-Tau Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10636

Numero articolo: CM0016298



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina Tau umana (aa 658-758). Per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Tau è una proteina associata ai microtubuli fondamentale per la polarità e la stabilità neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Tau Rabbit pAb
Note/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Tau
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4137
ID gene	4137
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 658-758 della Tau umana (NP_058519.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P10636
Peso proteico	79kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio