

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tau Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P10636

Numero articolo: CM0017268



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina Tau umana (MAPT). Validato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio delle dinamiche dei microtubuli e della neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Tau Rabbit pAb
Note/Alias	TAU; MSTD; PPNB; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Tau
Specie	Umana
GeneID (umana)	4137
GeneID	4137
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 500-758 della Tau umana (NP_058519.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, topo, ratto
SWISS	P10636
Peso della proteina	79 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante