


Anticorpo Policlonale Anti-Tax1BP3 Per Wb, Elisa - O14907

Numero articolo: CM0026341



introduzione

Anticorpo Policlonale Anti-TAX1BP3 (Coniglio) per applicazioni WB ed ELISA, reattivo con Umano e Topo. Bersaglia la proteina 1 di legame Tax1, un inibitore della segnalazione Wnt. Ideale per la ricerca sul dominio PDZ e sulla segnalazione Rho.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TAX1BP3 Rabbit pAb
Note/Alias	TIP1; TIP-1; TAX1BP3
Specie	Umano
GeneID (umano)	30851
GeneID	30851
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-124 di TAX1BP3 umana (NP_055419.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	O14907
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio