


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Tax1Bp3 Per Wb Ed Elisa - O14907

Numero articolo: CM0003554



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro TAX1BP3 (TIP-1), validato per WB ed ELISA. Reagisce con TAX1BP3 umano, di topo e di ratto. Adatto per studi sulla segnalazione Wnt, interazioni PDZ e oncogenesi virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio TAX1BP3
Note/Alias	TIP1; TIP-1; TAX1BP3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	30851
GeneID	30851
Immunogeno	Peptide Sintetico; un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di TAX1BP3 umano (NP_055419.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O14907
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio