


Anticorpo Policlonale Anti-Taz Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzv5

Numero articolo: CM0020186



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro TAZ umano (WWTR1). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA; cross-reagisce con umano e topo. Ideale per la ricerca sulla segnalazione Hippo e sulla regolazione della trascrizione. - Q9GZV5.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TAZ Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TAZ
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	25937
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 300-400 del TAZ umano (NP_056287.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9GZV5
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio