


Polymab® Policlonale Anti-Taz Da Coniglio Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Gzv5

Numero articolo: CM0011677



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante anti-TAZ da coniglio (PolymAb®) per WB, IHC-P, IP, ELISA. Reagisce con TAZ (WWTR1) umano, di topo e di ratto, un coattivatore trascrizionale della via Hippo. Ideale per la ricerca sul controllo delle dimensioni degli organi e sulla soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TAZ Rabbit PolymAb®
Note / Alias	TAZ
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	25937
ID gene	25937
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di TAZ umano (NP_056287.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9GZV5
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio