


Anticorpo Policlonale Anti-Tbc1D1 Per Wb E Elisa - Q86Ti0

Numero articolo: CM0025216



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TBC1D1 convalidato per Western blot e ELISA, con reattività verso uomo, topo e ratto. Rileva una banda di 133 kDa. Utile per studiare la traslocazione di GLUT4, l'assorbimento di glucosio e la regolazione del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TBC1D1 Rabbit pAb
Note/Alias	TBC; TBC1; TBC1D1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	23216
GeneID	23216
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1069-1168 della proteina TBC1D1 umana (NP_055988.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q86Ti0
Peso proteico	133kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio