


Anticorpo Policlonale Anti-Tbc1D4 Per Wb, If/Icc, Elisa - O60343

Numero articolo: CM0021901



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Anti-TBC1D4 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce TBC1D4/AS160 umano, cross-reattivo con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo del glucosio e sul diabete.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TBC1D4 Rabbit pAb
Note/Alias	AS160; NIDDM5; TBC1D4
Specie	Umano
GeneID	9882
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1059-1298 di TBC1D4 umano (NP_055647.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	O60343
Peso Proteico	147kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio