

## Anticorpo Policlonale Anti-Tbcb Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q99426

Numero articolo: CM0015804

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la TBCB umana (cofattore B del ripiegamento della tubulina). Validato per WB, IHC-P ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Targetizza una proteina di 27 kDa coinvolta nell'assemblaggio dell'eterodimero di tubulina.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | TBCB Rabbit pAb                                                                                                                |
| Note/Alias          | CG22; CKAP1; CKAPI; TBCB                                                                                                       |
| Specie              | Umana                                                                                                                          |
| GeneID (umano)      | 1155                                                                                                                           |
| GeneID              | 1155                                                                                                                           |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-244 della TBCB umana (NP_001272.2). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                               |
| Reattività crociata | Umano, topo, ratto                                                                                                             |
| SWISS               | Q99426                                                                                                                         |
| Peso della proteina | 27 kDa                                                                                                                         |
| Spedizione          | Ghiaccio sintetico                                                                                                             |