

Anticorpo Policlonale Anti-Tbcc Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15814

Numero articolo: CM0023467

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a TBCC (Cofattore specifico per la tubulina C), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce umano, topo, ratto. Adatto per lo studio del ripiegamento della tubulina e della biologia retinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TBCC Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CFC; TBCC
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6903
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-346 del TBCC umano (NP_003183.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15814
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio