


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tbcc Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15814

Numero articolo: CM0023495



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro TBCC (chaperone specifico della tubulina C), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce umano, topo, ratto. Adatto per lo studio del ripiegamento della tubulina e della biologia retinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TBCC Rabbit pAb
Note/Alias	CFC; TBCC
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6903
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-346 della TBCC umana (NP_003183.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15814
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio