

Anticorpo Policlonale Anti-Tbccd1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nvr7

Numero articolo: CM0019239

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting TBCCD1 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Cross-reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per studiare i ruoli del posizionamento del centrosoma e dell'apparato di Golgi nella forma cellulare e nella migrazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TBCCD1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TBCCD1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55171
GeneID	55171
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 456-557 del TBCCD1 umano (NP_060608.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9NVR7
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio