

Anticorpo Policlonale Anti-Tbce Per If-P E Elisa - Q15813

Numero articolo: CM0022412



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce l'umano TBCE (chaperone specifico per la tubulina E), validato per immunofluorescenza-paraffina ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per studiare l'organizzazione dei microtubuli e il mantenimento neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale TBCE di Coniglio
Note/Alias	HRD; KCS; KCS1; pac2; PEAMO; TBCE
Specie	Umano
GeneID (umano)	6905
GeneID	6905
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 328-527 di TBCE umano (NP_003184.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	Q15813
Peso Proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio