


Anticorpo Monoclonale Anti-Tbk1/Nak (Validato Ko) Per Wb - Q9Uhd2

Numero articolo: CM0012383



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit anti-TBK1/NAK ad alta specificità validato per WB, IF/ICC, IHC-P, IP ed ELISA. Reagisce con TBK1 di uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca su immunità innata, infiammazione e autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] TBK1/NAK Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	NAK; T2K; IIAE8; FTDALS4; TBK1/NAK
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	29110
GeneID	29110
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di TBK1/NAK umano (Q9UHD2)
Origine	Rabbit (Coniglio)
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UHD2
Peso proteico	84 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio