


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tbk1/Nak Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhd2

Numero articolo: CM0030408



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro TBK1/NAK, validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività verso umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sull'immunità innata, infiammazione e autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio TBK1/NAK
Note/Alias	NAK; T2K; IIAE8; FTDALS4; TBK1/NAK
Specie	Umano
GeneID	29110
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 500-600 di TBK1/NAK umano (NP_037386.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UHD2
Peso Proteico	84kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio