

Anticorpo Policlonale Anti-Tbl1X Per Wb E Elisa - O60907

Numero articolo: CM0018274



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TBL1X (O60907) per WB e ELISA. Rileva TBL1X in campioni di origine umana, di topo e di ratto. TBL1X è una proteina simile alla F-box che recluta il proteasoma ai recettori nucleari, essenziale per la regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TBL1X Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	EBI; TBL1; CHNG8; SMAP55; TBL1X
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	6907
GeneID	6907
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O60907
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio