

Anticorpo Policlonale Anti-Tbl1Xr1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bzk7

Numero articolo: CM0015664



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TBL1XR1 umano, validato per WB, IF/ICC e ELISA.

Reagisce con uomo e topo. Adatto per lo studio della trascrizione mediata da recettori nucleari e della via ubiquitina-proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TBL1XR1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	C21; DC42; IRA1; MRD41; TBLR1; TBL1XR1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	79718
GeneID	79718
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-170 di TBL1XR1 umano (NP_078941.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9BZK7
Peso Proteico	56 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio