

Anticorpo Policlonale Anti-Tbl1Xr1 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Bzk7

Numero articolo: CM0026697



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TBL1XR1 convalidato per WB ed ELISA, mirato a TBL1XR1 umano e murino (ID Gene: 79718, SWISS: Q9BZK7). Adatto per la ricerca sulla regolazione della trascrizione dei recettori nucleari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TBL1XR1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	C21; DC42; IRA1; MRD41; TBLR1; TBL1XR1
Specie	Umano
ID Gene	79718
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 di TBL1XR1 umano (NP_078941.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9BZK7
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio