

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tbl2 Per Wb E Elisa - Q9Y4P3

Numero articolo: CM0012974

introduzione

Anti-TBL2 Rabbit pAb convalidato per Western blot e ELISA, presenta reattività crociata con uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della sindrome di Williams-Beuren e della biologia delle proteine a ripetizione WD. Peso molecolare previsto 50 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TBL2 Rabbit pAb
Note / Alias	WBSCR13; WS-betaTRP; TBL2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	26608
GeneID	26608
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-430 della TBL2 umana (NP_036585.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y4P3
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio