

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Tbp Per Wb E Elisa - P20226

Numero articolo: CM0023607



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti-TBP di alta qualità validato per applicazioni Western blot e ELISA. Rileva la proteina legante la scatola TATA (TATA-box-binding protein) umana, di topo e di ratto, un fattore di trascrizione chiave nell'inizializzazione della RNA polimerasi II. Ideale per la ricerca sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TBP Rabbit pAb
Alias	HDL4, TBP1, GTF2D, SCA17, TFIID, GTF2D1, TBP
Specie dell'immunogeno	Umana
ID genico (umano)	6908
Immunogeno	Peptide sintetico all'interno degli amminoacidi 1-100 della TBP umana (NP_001165556.1)
Specie ospite	Rabbit (Coniglio)
Tipo di anticorpo	Anticorpi policlonali
Applicazioni	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
Accessione UniProt	P20226
Peso molecolare	38kDa
Metodo di spedizione	Sacchetto di ghiaccio