

Anticorpo Monoclonale Anti-Tbr1 Per Wb, If-P, Elisa - Q16650

Numero articolo: CM0003135

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio mirato all'umano TBR1 (proteina cerebrale T-box 1), validato per WB, IF-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con il topo. Adatto per la ricerca sullo sviluppo corticale e sui disturbi del neurosviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb TBR1 Coniglio
Note/Alias	AUTS5; IDDAS; TBR-1; TES-56; TBR1
Specie	Umano
GeneID (umano)	10716
GeneID	10716
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'umano TBR1 (Q16650)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q16650
Peso Proteico	74 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio