


Anticorpo Policlonale Anti-Tbrg4 Per Wb - Q969Z0

Numero articolo: CM0023971



introduzione

CamelBio offre l'anticorpo policlonale Anti-TBRG4 (Q969Z0) validato in WB, IF/ICC, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sull'elaborazione dell'RNA mitocondriale e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	TBRG4 Rabbit pAb
Note/Alias	CPR2; FASTKD4; TBRG4
Specie	Umano
GeneID (umano)	9238
GeneID	9238
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 382-631 di TBRG4 umano (NP_004740.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q969Z0
Peso Proteico	71kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio