

Anticorpo Policlonale Anti-Tbx19 Coniglio Per Wb, Elisa - O60806

Numero articolo: CM0017819

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TBX19 (TPIT) umano, un fattore di trascrizione nucleare T-box. Validato per Western blot (WB) ed ELISA. Ideale per studi sullo sviluppo ipofisario e la regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TBX19 pAb Coniglio
Note/Alias	TPIT; TBS19; dj747L4.1; TBX19
Specie	Umano
GenelD	9095 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 229-448 di TBX19 umano (NP_005140.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O60806
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio