

Anticorpo Policlonale Anti-Tbx20 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Umr3

Numero articolo: CM0023327

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TBX20 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con l'uomo e il ratto. Adatto per la ricerca sullo sviluppo cardiaco e sugli studi sui fattori di trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TBX20 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ASD4; TBX20
Specie	Umano
GenelD (Umano)	57057
GenelD	57057
Immunogeno	Proteina Ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9UMR3
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio