

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tbx21 Per Wb, Elisa - Q9UI17

Numero articolo: CM0028528

introduzione

TBX21 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale prodotto contro la regione C-terminale di T-bet umano, validato per WB e ELISA. Riconosce TBX21 di uomo, topo e ratto, un fattore di trascrizione chiave per lo sviluppo delle cellule Th1, fondamentale per la ricerca in immunologia e malattie autoimmuni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TBX21 Rabbit pAb
Note/Alias	TBET; IMD88; T-PET; T-bet; TBLYM; TBX21
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	30009
ID gene	30009
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UL17
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio