

Anticorpo Policlonale Anti-Tbx22 Per Wb, Elisa - Q9Y458

Numero articolo: CM0026114

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce TBX22 umano (Q9Y458). Adatto per WB ed ELISA, con reattività incrociata verso umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della palatogenesi e della regolazione trascrizionale in biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TBX22 Rabbit pAb
Note/Alias	CPX; CLPA; TBXX; ABERS; dj795G23.1; TBX22
Specie	Umano
GeneID (Umano)	50945
GeneID	50945
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 291-520 di TBX22 umano (NP_058650.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y458
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio