

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tbx6 Per Wb, Elisa - 095947

Numero articolo: CM0020574

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio purificato per affinità contro TBX6 umano (fattore di trascrizione T-box), validato per Western blot (WB) ed ELISA, destinato ad applicazioni di ricerca sul mesoderma e sull'asse sinistra-destra.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TBX6 Rabbit pAb
Note/Alias	SCDO5; TBX6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6911
GeneID	6911
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di TBX6 umano (NP_004599.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	095947
Peso Molecolare Proteico	47kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio