


## Anticorpo Monoclonale Anti-Tc10/Rhoq Per Wb, Ihc-P, Elisa - P17081

Numero articolo: CM0002752



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la piccola GTPasi TC10/RHOQ (RhoQ). Validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della polarizzazione cellulare, della formazione di filopodia e del traffico di CFTR.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | TC10/RHOQ Rabbit mAb                                                                                                          |
| Note/Alias          | ARHQ; TC10; TC10A; RASL7A; HEL-S-42; TC10/RHOQ                                                                                |
| Specie              | Uomo                                                                                                                          |
| GeneID              | 23433                                                                                                                         |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-205 di TC10/RHOQ umano (P17081). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                         |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                              |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                             |
| SWISS               | P17081                                                                                                                        |
| Peso proteico       | 23kDa                                                                                                                         |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                         |