

Anticorpo Policlonale Anti-Tcap Per Wb, Elisa - 015273

Numero articolo: CM0014665



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il TCAP umano (teletonina). Validato per Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per lo studio dell'assemblaggio dei sarcomeri muscolari e delle patologie correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TCAP Rabbit pAb
Note/Alias	TELE; CMD1N; CMH25; T-cap; LGMD2G; LGMDR7; teletonina; TCAP
Specie	Umano
ID del gene (umano)	8557
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-167 del TCAP umano (NP_003664.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O15273
Peso della proteina	19 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante