

Anti-Tcap Coniglio Anticorpo Monoclonale Per Wb, If-P, Elisa - O15273

Numero articolo: CM0004897



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Anti-TCAP di alta qualità per WB, IF-P, ELISA. Rileva telethonin umana, murina e ratto. Ideale per la ricerca sul sarcomero e studi sulle malattie muscolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TCAP Coniglio mAb
Note/Alias	TELE; CMD1N; CMH25; T-cap; LGMD2G; LGMDR7; telethonin; TCAP
Specie	Umano
Gene ID (umano)	8557
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-167 del TCAP umano (NP_003664.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O15273
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio