

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tcap Per Wb, Elisa - O15273

Numero articolo: CM0025937



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la telethonina (TCAP) umana. Validato per Western blotting (WB) ed ELISA. Adatto per lo studio dell'assemblaggio del sarcomero, della cardiomiopatia e della distrofia muscolare dei cingoli. Reagisce con campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	TCAP Rabbit pAb
Note/Alias	TELE; CMD1N; CMH25; T-cap; LGMD2G; LGMDR7; telethonin; TCAP
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	8557
ID Gene	8557
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-167 della TCAP umana (NP_003664.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	O15273
Peso Molecolare Proteina	19kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio