

Anticorpo Monoclonale Anti-Tcea1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P23193

Numero articolo: CM0002279

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si targeting del TCEA1 umano, un fattore di allungamento della trascrizione. Validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla trascrizione e sulla regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TCEA1 Rabbit mAb
Note/Alias	SII; TCEA; TF2S; GTF2S; TFIIS; TCEA1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6917
GeneID	6917
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 50-150 del TCEA1 umano (P23193)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P23193
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio